

# LABORHITS

## Midi-Zentrifuge G-L

Für alle Arten von Separiervorgängen

Leistungstarker Motor



### Eigenschaften

- Mit Metalldeckel
- Anlauf nur bei fest verschlossenem Deckel
- Direkte Einstellung von Geschwindigkeit, Drehzahl und Programmen über Folientastatur

Aufgrund der Stofftrennung bei mittleren Drehzahlen ist diese Midi-Zentrifuge ideal für alle Arten von Separiervorgängen, wie beispielsweise in der Molekularbiologie. Sie kann sowohl mit Standard 1,5 / 2 ml-Gefäßen als auch mit PCR-Streifen eingesetzt werden. Der Deckel öffnet sich auf Knopfdruck automatisch.

**Lieferumfang:** Midi-Zentrifuge inkl. Metallrotor und Deckel für 12 Gefäße mit 1,5 / 2 ml.

### Spezifikationen

**Max. RZB:** 16.500 x g  
**Max. Drehzahl:** 15.700 min<sup>-1</sup>  
**Max. Beladung:** 12 x 1,5 / 2,0 ml  
**Leistungsaufnahme:** 65 W  
**Abmessungen (B x T x H):** 200 x 280 x 140 mm  
**Gewicht:** 3,9 kg  
**Netzanschluss:** 220 ... 230 V, 50 ... 60 Hz  
**Schutzart:** IP 20

Typ	VE	Bestell Nr.	Preis €	Aktionspreis €
G-L	1	4.664 755	<del>999,00</del>	<b>699,00</b>

Alle Preise zzgl. gültiger MwSt.  
 Aktionspreis gültig bis 31.03.2020