

Sonderaktion

Aktionszeitraum: 01.04. bis 30.06.2025

Jetzt sparen!

Weitere Informationen unter www.buddeberg.de

Dispensette® S

- + Einfach: Breites Einsatzspektrum für organische Lösungsmittel, Säuren, Laugen und Salzlösungen.
- + Unkompliziert: Minimale Bedienkräfte, maximaler Einstellkomfort.
- + Effizient: Zuverlässig im anspruchsvollen Dauereinsatz und bei aggressiven Medien.

Jetzt bis zu
20%*
 sparen!

Lieferumfang:

Flaschenaufsatz-Dispenser Dispensette® S/ Dispensette® S Organic, für GL 45-Gewindeflaschen, DE-M gekennzeichnet, mit Qualitätszertifikat, Teleskop-Ansaugrohr, Rückdosierrohr (optional), Montageschlüssel und Polypropylen-Adapter.

Dispensette® S, Analog

Volumen ml	Teilung ml	R* ≤ ±		VK* ≤		Beschreibung	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
		%	µl	%	µl			
0,1 - 1	0,02	0,5	5	0,1	1	ohne Rückdosierventil	9.284 380	280,00
						mit Rückdosierventil	9.284 381	322,80
0,2 - 2	0,05	0,5	10	0,1	2	ohne Rückdosierventil	9.284 459	280,00
						mit Rückdosierventil	9.284 462	322,80
0,5 - 5	0,1	0,5	25	0,1	5	ohne Rückdosierventil	9.284 384	280,00
						mit Rückdosierventil	9.284 385	322,80
1 - 10	0,2	0,5	50	0,1	10	ohne Rückdosierventil	9.284 386	280,00
						mit Rückdosierventil	9.284 387	322,80
2,5 - 25	0,5	0,5	125	0,1	25	ohne Rückdosierventil	9.284 388	366,16
						mit Rückdosierventil	9.284 389	410,00
5 - 50	1,0	0,5	250	0,1	50	ohne Rückdosierventil	9.284 390	402,48
						mit Rückdosierventil	9.284 391	436,48
10 - 100	1,0	0,5	500	0,1	100	ohne Rückdosierventil	9.284 392	541,84
						mit Rückdosierventil	9.284 393	578,96



Dispensette® S Organic, Analog

Volumen ml	Teilung ml	R* ≤ ±		VK* ≤		Beschreibung	Best.-Nr.	Aktionspreis €*
		%	µl	%	µl			
0,5 - 5	0,1	0,5	25	0,1	5	ohne Rückdosierventil	9.284 426	280,00
						mit Rückdosierventil	9.284 427	322,80
1 - 10	0,2	0,5	50	0,1	10	ohne Rückdosierventil	9.284 428	280,00
						mit Rückdosierventil	9.284 429	322,80
2,5 - 25	0,5	0,5	125	0,1	25	ohne Rückdosierventil	9.284 432	366,16
						mit Rückdosierventil	9.284 433	410,00
5 - 50	1,0	0,5	250	0,1	50	ohne Rückdosierventil	9.284 436	402,48
						mit Rückdosierventil	9.284 437	436,48
10 - 100	1,0	0,5	500	0,1	100	ohne Rückdosierventil	9.284 438	541,84
						mit Rückdosierventil	9.284 439	578,96



* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Listenpreise 2025.

Messkolben, BLAUBRAND®

- + Technische Perfektion für genaueste Messergebnisse
- + Langlebigkeit made in Germany
- + In Service und Kompetenz einen Schritt voraus

Jetzt bis zu
25%*
sparen!

Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, mit PP/PE-Stopfen
ISO-Chargenzertifikat, Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In".

Volumen ml	Beschreibung	Mindestabnahme	Best.-Nr.	Aktionspreis €* per Stück
5	NS 10/19, Weithals	2	4.674 941	13,65
10	NS 7/16	2	7.408 401	13,65
	NS 10/19, Weithals	2	9.276 438	13,80
20	NS 12/21, Weithals	2	6.272 008	14,36
	NS 10/19	2	9.276 443	14,10
25	NS 10/19	2	9.276 438	14,10
	NS 12/21	2	9.276 446	15,75
50	NS 12/21	2	9.276 447	15,53
	NS 14/23, Weithals	2	9.276 448	15,75
100	NS 12/21	2	9.276 449	16,91
	NS 14/23, Weithals	2	9.276 450	16,91
150	NS 14/23	2	9.276 451	21,26
200	NS 14/23	2	9.276 452	19,28
250	NS 14/23	2	9.276 453	20,14
500	NS 19/26	2	9.276 454	23,81
1000	NS 24/29	1	9.276 456	42,04
	NS 29/32, Weithals	1	9.276 457	46,20
2000	NS 29/32	1	4.000 074	57,49



Messkolben, BLAUBRAND®, Klasse A, DE-M, mit PP-Stopfen, braun
ISO-Chargenzertifikat, Boro 3.3, DIN EN ISO 1042. Justiert auf "In".

* Alle Preise unverb. Preisempfehlung zzgl. MwSt. Ersparnis in Prozent gegenüber BRAND Listenpreise 2025.

Volumen ml	Beschreibung	Mindestabnahme	Best.-Nr.	Aktionspreis €* per Stück
5	NS 10/19, Weithals	2	7.018 554	23,29
10	NS 10/19, Weithals	2	7.018 555	23,29
20	NS 10/19	2	7.018 556	23,18
	NS 12/21, Weithals	2	7.018 557	24,83
25	NS 10/19	2	7.018 558	23,18
	NS 12/21, Weithals	2	7.018 559	24,83
50	NS 12/21	2	7.018 560	24,19
	NS 14/23, Weithals	2	7.018 561	24,75
100	NS 14/23	2	7.018 562	24,60
200	NS 14/23	2	6.321 475	30,60
250	NS 14/23	2	7.018 564	33,90
500	NS 19/26	2	4.674 939	42,49
1000	NS 24/29	1	4.674 940	65,78

